

Seria Kortykosterydy CS-1000

Zestaw substancji do testów płatkowych
zgodny z zaleceniami Międzynarodowej Grupy Badającej Wyprysk Kontaktowy (ICDRG),
do stosowania w komorach IQ Ultra™

Lp.	Nr kat.	Substancja testowa
1	B-033B	Budezonid 0,01% waz.
2	B-031	17-walerianian betametazonu 1% waz.
3	T-030	Acetonid triamcynolonu 1% waz.
4	T-031B	21-Piwalan tiksokortolu 0,1% waz.
5	A-023	Alklobetazonu 17,21-dwupropionian 1% waz.
6	C-028	Klobetazolu-17-propionian 1% waz.
7	D-046	Sól dwusodowa 21-fosforanu deksametazonu 1% waz.
8	H-021A	17-maślan hydrokortyzonu 1% alk.
9	D-057	Dezoksymetazon 1% waz.

Stosować 20 µl roztworu wazelinowego lub 30 µl roztworu wodnego na 1 test.
1 opakowanie wystarcza na 250 testów

Producent:

Chemotechnique Diagnostics, Modemgatan 9, SE-235 39, Vellinge, Szwecja

Wyłączny dystrybutor:

Instytut Dermatologii sp. z o. o., ul. Władysława Łokietka 294A, 31-334 Kraków, tel. 012 416 62 62

Przechowywać w ciemności, w temp. 5-8°C

Data ważności podana na opakowaniach poszczególnych substancji.