

# Seria Izocyjanianów I-1000

Zestaw substancji do testów płatkowych  
zgodny z zaleceniami Międzynarodowej Grupy Badającej Wyprysk Kontaktowy (ICDRG),  
do stosowania w komorach IQ Ultra™

| Lp. | Nr kat. | Substancja testowa                          |
|-----|---------|---|
| 1   | T-009   | Diizocyjanian 2,4-toluenu 2% waz.           |
| 2   | D-023   | Diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu 2% waz. |
| 3   | D-001   | Diaminodifenylometan 0,5% waz.              |
| 4   | I-007   | Diizocyjanian izoformonu 1% waz.            |
| 5   | I-006   | Izoformonodiamina 0,1% waz.                 |
| 6   | H-022   | Heksametylenodiizocyjanian 0,1% waz.        |

Stosować 20 µl roztworu wazelinowego lub 30 µl roztworu wodnego na 1 test.  
1 opakowanie wystarcza na 250 testów

Producent:

Chemotechnique Diagnostics, Modemgatan 9, SE-235 39, Vellinge, Szwecja

Wyłączny dystrybutor:

Instytut Dermatologii sp. z o. o., ul. Władysława Łokietka 294A, 31-334 Kraków, tel. 012 416 62 62

**Przechowywać w ciemności, w temp. 5-8°C**

Data ważności podana na opakowaniach poszczególnych substancji.