

Seria Metakrylany: Drukarstwo MP-1000

Zestaw substancji do testów płatkowych
zgodny z zaleceniami Międzynarodowej Grupy Badającej Wyprysk Kontaktowy (ICDRG),
do stosowania w komorach IQ Ultra™

Lp.	Nr kat.	Substancja testowa
1	E-004	Akrylan etylu 0,1% waz.
2	E-009	Akrylan 2-etyloheksylu 0,1% waz.
3	H-009	Akrylan 2-hydroksyetylu 0,1% waz.
4	H-017	Akrylan 2-hydroksypropylu 0,1% waz.
5	M-013	Metakrylan metylu 2% waz.
6	E-012	Metakrylan etylu 2% waz.
7	B-021	Metakrylan n-butylu 2% waz.
8	H-010	Metakrylan 2-hydroksyetylu 2% waz.
9	H-018	2-hydroksypropylometakrylan 2% waz.
10	E-007	Dwumetakrylan glikolu etylenowego 2% waz.
11	T-018	Dimetakrylan trójetylenoglikolu 2% waz.
12	M-006A	2,2-bis(4-(2-metakrylo-oksyetoksy)fenylopropan, BIS-EMA 1% waz.
13	B-016	Diakrylan 1,4-butanodiolu 0,1% waz.
14	H-004	Diakrylan 1,6-heksanodiolu 0,1% waz.
15	D-009	Diakrylan dietylenoglikolu 0,1% waz.
16	T-023	Diakrylan trójpropylenoglikolu 0,1% waz.
17	T-021	Triakrylan trimetylopropanu 0,1% waz.
18	P-002	Triakrylan pentaerytriolu 0,1% waz.
19	O-003	Oligotriakrylan 480 0,1% waz.
20	E-001	Epoksyakrylan 0,5% waz.
21	U-002	Diakrylan uretanu (alifatyczny) 0,1% waz.
22	U-003	Diakrylan uretanu (aromatyczny) 0,05% waz.
23	T-017	Diakrylan trójetylenoglikolu 0,1% waz.
24	M-023	N,N-Metylenobisakrylamid 1% waz.

Stosować 20 µl roztworu wazelinowego lub 30 µl roztworu wodnego na 1 test.
1 opakowanie wystarcza na 250 testów

Producent:

Chemotechnique Diagnostics, Modemgatan 9, SE-235 39, Vellinge, Szwecja

Wyłączny dystrybutor:

Instytut Dermatologii sp. z o. o., ul. Władysława Łokietka 294A, 31-334 Kraków, tel. 012 416 62 62

Przechowywać w ciemności, w temp. 5-8°C

Data ważności podana na opakowaniach poszczególnych substancji.