

## Tabela okresów przydatności do użycia substancji do testów płatkowych firmy Chemotechnique Diagnostics

Okres trwałości produktu	Dopuszczalne okresy magazynowania	Substancje testowe
30 miesięcy	Magazyn Chemotechnique: 16 miesięcy Dystrybutor: 2 miesiące <b>Minimalny okres użytkowania przez Klienta: 12 miesięcy</b>	wszystkie nie wymienione poniżej
24 miesiące	Magazyn Chemotechnique: 10 miesięcy Dystrybutor: 2 miesiące <b>Minimalny okres użytkowania przez Klienta: 12 miesięcy</b>	A-008, A-009, B-015A, B-015B, B-022, B-028, B-035, C-008, C-010A, C-010B, C-026, D-001, D-006, D-009, D-025, D-038, D-039, D-042, D-043, D-048, G-003A, G-003B, G-004, H-003, H-007, H-019, H-022, I-006, I-007, L-004, M-023, M-025, M-028, Mx-24, Mx-27, O-002, P-021, P-030, T-007, T-009, T-020
12 miesięcy	Magazyn Chemotechnique: 4 miesiące Dystrybutor: 2 miesiące <b>Minimalny okres użytkowania przez Klienta: 6 miesięcy</b>	A-006B, A-010, A-012, A-013, B-007, B-025, B-027, C-001, C-004, C-005, C-009A, C-009B, C-018, D-012, D-044B, D-047A, D-050, D-052, D-053, E-018C, E-021, F-002A, F-002B, H-002, H-006, H-011, H-012, H-021A, I-001B, M-010B, M-027, O-005, P-008, P-015, P-019B, P-019C, S-002, S-007, T-024
8 miesięcy	Magazyn Chemotechnique: 2 miesiące Dystrybutor: nie przechowuje <b>Minimalny okres użytkowania przez Klienta: 6 miesięcy</b>	D-023

Producent: Chemotechnique Diagnostics, Modemgatan 9, 235 39 Vellinge, Szwecja.



Wyłączny przedstawiciel w Polsce:  
Instytut Dermatologii sp. z o. o., ul. Władysława Łokietka 294A, 31-334 Kraków,  
tel. 012 416 62 62, skype: alergologia.biz, email biuro@alergologia.biz  
[www.alergologia.biz](http://www.alergologia.biz)